

# Schnellinfo

## GentleTouch®

### Die einfache und sichere Kopf- lagerung in der Bauchlage



GentleTouch®-Kissen für eine sichere Kopflagerung in der Bauchlage. Das hygienische und sichere Einmalprodukt beinhaltet einen Intubationsausgang und ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich.

- Reduziert den Druck auf die Augen
- Hygienisches Einmalprodukt
- Optimale Druckverteilung
- Der Tubus muss nicht diskonnektiert werden
- Latexfrei
- Erhältlich in 3 Größen

#### Material

Hygienisches Einmalprodukt bestehend aus stabilem blauem Schaumstoff (Supportethane™) und einer weißen, weichen Schaumstoffschicht (Contourethane™) für den direkten Kontakt mit dem Gesicht.

#### Anwendungshinweis

GentleTouch® Kopfpolster ist für den Gebrauch bei nur einem Patienten vorgesehen und nicht zur Wiederverwendung bestimmt.

Dieses Produkt ist vakuumverpackt um Versand- und Lagerplatz zu sparen. Nach dem Öffnen warten Sie mind. 20 Minuten, damit das GentleTouch® Kopfpolster seine Gebrauchsform annehmen kann.

Während der Lagerung sollte in regelmäßigen Intervallen die richtige Positionierung nicht nur kontrolliert werden, sondern auch durch minimales Anheben des Kopfes eine kurzzeitige Wiederherstellung der Mikrozirkulation ermöglicht werden.



### Produkte und Artikelnummern

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
1937DZ	GentleTouch® Kopfpolster - groß	rechter Intubationsausgang, ca. 18 cm Einmalprodukt	12 Stück
1937SDZ	GentleTouch® Kopfpolster - mittel	rechter Intubationsausgang, ca. 13 cm Einmalprodukt	12 Stück
1941DZ	GentleTouch® Kopfpolster - groß	linker Intubationsausgang, ca. 18 cm Einmalprodukt	12 Stück
1941SDZ	GentleTouch® Kopfpolster - mittel	linker Intubationsausgang, ca. 13 cm Einmalprodukt	12 Stück
1948DZ	GentleTouch® Kopfpolster - klein	rechter Intubationsausgang, ca. 10 cm Einmalprodukt	12 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.